

SIMPLIFIQUE EL PROCESO DE LIMPIEZA

Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant Solución 8%

- ▲ Desinfectante a base de peróxido registrado bajo regulación local y en EPA de Estados Unidos #1677-238
- ▲ Eficaz contra los *Norovirus*, *H1N1*, *MRSA*, *Estafilococos*, *Listeria* and *Parvovirus*
- ▲ Eficaz en una variedad de superficies. No deja estrías en el vidrio
- ▲ Rápido efecto de desinfección* a bajos niveles de dilución
- ▲ Fragancia agradable y suave




Un producto para desinfectar y limpiar superficies múltiples a fin de facilitar el proceso de limpieza

RÁPIDO EFECTO DE DESINFECCIÓN EN
3 MINUTOS[†]

* Comparado con desinfectantes con base cuaternaria

† Para desinfectante dispensado a una solución de 50 mL/L (6oz/gal) con una dureza de agua de 200 ppm. **NO APLICAR EN SUPERFICIES DE MÁRMOL.**



DILUCIÓN Y TIEMPO DE CONTACTO

Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant desinfecta rápidamente en las siguientes diluciones:

- ▲ **90 segundos a 3 minutos:**
Solución 50 mL/L (6oz/gal), con una dureza de agua de 200 ppm.
- ▲ **1 a 5 minutos:**
Solución de 32 mL/L (4oz/gal), con una dureza de agua de 400 ppm

RESULTADOS NOTABLES

Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant es eficaz contra los organismos siguientes a ambas tasas de dilución

- *Norovirus*
- *Estafilococos*
- *H1N1*
- *Listeria*
- *MRSA*
- *Parvovirus*

Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant


UNA SOLUCIÓN SIMPLE Y EFICAZ PARA SUS NECESIDADES DE LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ▲ Limpieza de superficies duras y vidrio con desinfección
- ▲ Rápida* desinfección de 3 a 5** minutos
- ▲ Desinfectante a base de peróxido
- ▲ Fácil de usar

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- ▲ Simplifica el proceso general de limpieza
- ▲ Reduce el número total de productos de limpieza
- ▲ Aumenta la eficiencia operativa
- ▲ Mejora la experiencia del usuario
- ▲ Reduce el tiempo de capacitación sobre el uso del producto

	PRODUCTO	NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DEL PAQUETE
	Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant (Oasis Pro)	6100791	2/2 L

* Comparado con desinfectantes con base cuaternaria tradicionales y actuales

** Para desinfectante dispensado a una solución de 50 mL/L (6oz/gal) con una dureza de agua de 200 ppm
NO APLICAR EN SUPERFICIES DE MÁRMOL.